



Suma Med Neutral NC

Rinçage neutralisant pour le matériel de laboratoire

Description

Suma Med Neutral NC est un liquide de rinçage doux pour les instruments utilisés dans les centres de recherche qui ont été précédemment lavés avec un détergent alcalin. L'objectif de Suma Med Neutral NC est de neutraliser le pH des équipements et instruments de laboratoire après le dernier lavage.

Propriétés principales

Suma Med Neutral NC est un produit spécifiquement conçu pour une application par injection dans l'eau de rinçage finale dans les équipements à ultrasons et dans les automates de nettoyage ou de désinfection. Grâce à l'acide organique doux, le produit convient particulièrement pour les récipients pour cultures de tissus, des équipements/instruments de laboratoire de recherche et des produits similaires.

Bénéfices

- Exempt de tensioactifs, ne laisse aucun résidu
- Neutralisation efficace des résidus de détergents alcalins
- Élimine les dépôts de calcaire

Mode d'emploi

Suma Med Neutral NC est injecté automatiquement dans l'eau de rinçage final des automates de nettoyage/désinfection et des équipements à ultrasons à une concentration de 0,2-2,0 g/L, en utilisant les systèmes de dosage automatique Diversey ou les pompes de dosage intégrées livrées par le fabricant de la machine.

Données techniques

Aspect: Liquide clair et incolore
Valeur pH (pur): 1.5
Densité relative (g/cm³; 20°C): 1.17

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, Suma Med Neutral NC est approprié à l'utilisation sur les matériaux généralement rencontrés dans les laboratoires hospitaliers ainsi que sur les instruments médicaux.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 13/02/2023 fr-CH (K02016)

