



Hydrion HP-5000

Wasserstoffperoxid-Teststreifen 0-5.000 ppm

Produktbeschreibung

HP-5000 Testkits sind kalibriert, um die Konzentration von Wasserstoffperoxid in Lösung zwischen 0 und 5000 ppm zu messen, mit Übereinstimmungspunkten bei 0-500-1000-2000-3000-5000 ppm.

Anwendungshinweise

- Tauchen Sie den Streifen 1 Sekunde lang in die Testlösung.
- Streifen herausnehmen und überschüssige Flüssigkeit abschütteln.
- Nach 60 Sekunden mit der Farbkarte abgleichen.

Technische Daten

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 29/07/2023 de-DE (K02051)

