



TASKI® Sprint Degerm

E2e

Detergente disinfettante

Descrizione

Detergente disinfettante liquido con effetto battericida e fungicida (Candida) e virucida (HIV, HBV, HCV, Rotavirus, Norovirus) per la pulizia e la sanificazione di superfici dure in aeree a medio rischio.

Caratteristiche

- Combinazione ben bilanciata di componenti detergenti e igienizzanti
- Efficace contro i microorganismi (DGHM)

Benefici

- Uccide e rimuove efficacemente microorganismi, per es. batteri gram-positivi e gram-negativi e funghi (Candida)
- Deterge e sanifica contemporaneamente
- Adatto per superfici/pavimenti dure resistenti all'acqua

Modalità d'uso

Dosaggio:

Dosaggio consigliato da DGHM: 150 ml per 10 l di soluzione fredda (1,5%) con tempo di contatto di 1 ora o

100 ml per 10 l di soluzione fredda (1%) con tempo di contatto di 4 ore

Dosaggio consigliato da EN 1276: 75 ml per 10 l di soluzione fredda (0,75%) con tempo di contatto per almeno 5 minuti

Applicazione

Su superfici/oggetti:

Dosare il prodotto secondo dosaggio consigliato, lavare con un panno imbevuto di soluzione e applicare abbondantemente sulla superficie/oggetto. Lasciare agire sulla superficie bagnata e lasciar asciugare (arieggiare bene, tempo di contatto secondo dosaggio consigliato).

Pavimenti:


Dosare il prodotto secondo dosaggio consigliato e applicare abbondantemente la soluzione usando un apparecchio disinfettante o un mop. Lasciare agire sul pavimento bagnato e lasciar asciugare (arieggiare bene, tempo di contatto secondo dosaggio consigliato).

Avvertenze

Non utilizzare acqua calda.

Non miscelare con altri prodotti.

Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua.





TASKI® Sprint Degerm

E2e

Detergente disinfettante

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	chiaro, liquido giallo chiaro
Peso relativo [g/ml; 20°C]:	1,02
pH tal quale:	10,5 - 11,5
pH soluzione:	10,5 (per concentrazione 1,5%)

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme (gelo e caldo).
Compatibilità del prodotto
Verificare sempre la compatibilità dei materiali con una prova in un punto poco visibile.

Approvazioni

Prof. Dr. med H.-P. Werner, Schwerin del 01.02.2002
Dipl.-Biol. R. Zschaler, Hamburg del 20.09.2002
DGHM: chiesto nel 2004, DGHM certificato 2005

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive 648/2004/EG.

Registrazione

Osservare le misure di precauzione sulla confezione.

Componenti: 9,75 % alchilidimetilbenzilammoniocloruro e 0,9 % N-(3-amminopropil)-N-dodecipropan-1,3-diammina. Con effetto battericida e fungicida (Candida).

Dati microbiologici

Gruppo d'azione: QUAT

Durante ricerche in quantità rilevata con il prodotto TASKI Sprint Degerm (2,5% per 15 minuti, 2% per 30 minuti, 1,5% per 60 minuti, 1% per 240minuti) è stata raggiunta un'inattività sufficiente dei seguenti micro-organismi:

- Staphylococcus aureus
- Enterococcus hirae
- Pseudomonas aeruginosa
- Candida albicans