

Pro Formula

Diversey

Unilever



Domestos Pro Formula TASKI Sani 4 in 1 Plus Spray

Uccide il 99,99% dei virus sviluppati (inclusi i coronavirus) in soli 60 secondi.

Descrizione

Il detergente sanitario Domestos Pro Formula 4in1 (TASKI® Sani 4in1 Plus Spray) è un detergente, disincrostante, disinfettante e deodorante combinato per tutte le superfici dure resistenti agli acidi dei bagni. Uccide il 99,99% dei virus avvolti (inclusi i coronavirus) in 60 secondi ed elimina il 99,999% dei batteri in 5 minuti.

Benefici

- 4in1: Detergente, Disinfettante, Disincrostante, Deodorante
- Efficace contro un ampio spettro di microrganismi, tra cui l'E. coli, la Salmonella e l'influenza.
- Tecnologia esclusiva e brevettata di neutralizzazione degli odori (O.N.T.)
- Formulazione acida per un'efficace rimozione del calcare
- Spray pronto all'uso

Pro Formula

LA TUA GUIDA ALLA PULIZIA

Unilever e Diversey si uniscono per offrirti Pro Formula, una gamma completa di prodotti pronti all'uso, studiata per la pulizia professionale. La gamma è specificamente sviluppata per le vostre esigenze di pulizia professionale ed è corredata da guide gratuite disponibili online, che vi aiuteranno a raggiungere elevati standard di igiene.



Domestos Pro Formula TASKI Sani 4 in 1 Plus Spray



Modalità d'uso

1. Spruzzare la soluzione direttamente sulla superficie o su un panno umido e strofinare.
2. Lasciare agire per il tempo necessario, in base ai dati microbiologici riportati di seguito.
3. Utilizzare un tampone di spugna per rimuovere lo sporco più ostinato
4. Risciacquare o sostituire regolarmente il panno

Codice prodotto	101104592
Formati disponibili	6x0.75 L
Aspetto fisico	Liquido chiaro di colore rosso chiaro
Odore	
pH (tal quale)	< 2
Codice EAN confezione	7615400811823
Codice EAN pezzo	7615400811830
Dimensione cartone	236 x 190 x 297 mm
Dimensione pallet	1635 mm
Confezioni per strato	19
Strati per pallet	5
Confezioni per pallet	95

Packshot



Dati microbiologici

EN1276 (Batteri): 99,999% 5 min in condizioni di sporco EN13697: 5 min in terreno medico, Batteri 99,99%, Lieviti 99,9% EN1650 (Lievito): 99,99%, 15 min in condizioni di sporcizia EN14476 (Virus involuppati): 99,99% 1min in condizioni di sporcizia EN16777 (virus avvolto): 99,99% 5 min in condizioni di sporco Nota bene: i dati dei test forniti alle autorità locali per le registrazioni locali possono variare a seconda del Paese.



Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti. Fare sempre riferimento alle istruzioni sull'etichetta del prodotto e seguire le normative e i consigli locali.